

Plasmid Mini-Prep

Material:

Chemikalien

- Lsg1:
5mM Saccharose (0,17 g)
10 mM EDTA (2ml 0,5 M)
25 mM Tris (0,3 g)
pH 8.0
100 ml Wasser
- Lsg 2:
0,2 N NaOH (2 ml 1 N)
1% SDS
10 ml Wasser
- Lsg 3
3 M NaAcetat (40,82 g)
pH 4.8
100 ml Wasser

Aufgabenstellung:

Isolieren Plasmide

Durchführung:

- Abzentrifugieren von 1,5 ml einer O/N-Kultur für 1 min
- Pellet in 100 µl Lsg 1 resuspendieren
- 200 µl Lsg 2 zugeben, Vorsichtig kippen
- 3 min stehen lassen
- 150 µl Lsg 3 zugeben, Vorsichtig kippen
- 10-30 min auf Eis stellen
- 5 min zentrifugieren
- Überstand transferieren und 1 ml EtOH zugeben, mischen
- 5 min zentrifugieren
- Überstand dekandieren, Pellet mit 70 % EtOH waschen, trocknen und in 40 µl TE Puffer lösen